



INSERTO E3



Condensação lateral de Gutta - Percha no canal radicular. Não possui fluxo de irrigação.

Potencia indicada: 1 a 4


INSERTO D1



Compactação de resina e amálgama de classes I, II e V, localizadas nas fossas e fissuras dentais. Alta potência sem fluxo de irrigação.

Potencia indicada: 3 a 6


INSERTO D2



Compactação de resina e amálgama de classes I, II e V, localizadas na coroa dental. Alta potência sem fluxo de irrigação.

Potencia indicada: 3 a 6


INSERTO D3



Remoção de instrumentos estranhos no canal radicular pode ser utilizado na condensação de Gutta - Percha, não possui fluxo de irrigação.

Potencia indicada: 1 a 4

INSERTO D4



Alta potência de vibração e impacto para remoção de pinos, blocos e coroas metálicas, não possui fluxo de irrigação.

Potencia indicada: 3 a 6

CONJUNTO ADAPTADOR AP1



Adaptador para utilização de todas as pontas CVDentus autoclavável, acompanha chave de troca.

Potencia indicada: 1 a 4

Catálogo de Insertos


Nova
ortus[®]
Bem-estar para a vida toda

Rua Santos Dumont, 2748 | Jd Cidade Verde | Campo Mourão | PR | CEP 87303-250

vendas@ortus.com.br


www.ortus.com.br

[44] 3529.1619

INSERTO G1


Remove os cálculos supragengivais nos elementos anteriores, na coroa dos molares podendo ser utilizado na raspagem supragengival.

Potencia indicada: 1 a 4

INSERTO P1


Curto, de longo alcance e extrafino, próprio para remoção do cálculo nas regiões interdetais dos dentes anteriores.

Potencia indicada: 1 a 4

INSERTO G2


Remove grandes acúmulos de cálculo supragengival nas faces livres das regiões lingual e vestibular. Proporciona alta potência de vibração.

Potencia indicada: 3 a 6

INSERTO P3


Ponta de longo alcance, extrafino, próprio para remoção de cálculo nas regiões subgengivais dos dentes anteriores e alisamento de bolsas profundas.

Potencia indicada: 1 a 4

INSERTO G3


Com a extremidade para raspagem mais larga e comprida, remove grandes cálculos subgengivais nos elementos posteriores com grande eficiência.

Potencia indicada: 1 a 4

INSERTO P3D


Com aplicação de diamante em sua extremidade, secção redonda, espessura da ponta reduzida e longa, ideal para o alisamento radicular nas regiões mais profundas após raspagem principal, preparos mínimos invasivos nas regiões mais delicadas e interdetais preparo prévio para alisamento radicular.

Potencia indicada: 1 a 4

INSERTO G4


Com extremidade para raspagem fina e curta, remove pequenos cálculos supragengivais nos elementos anteriores e nas regiões interdetais.

Potencia indicada: 1 a 4

INSERTO P4


Com secção redonda, ideal para o alisamento radicular após a raspagem principal.

Potencia indicada: 1 a 4

INSERTO G5

Proporciona a remoção do cálculo supragengival nos elementos posteriores, na coroa dos molares.

Potencia indicada: 1 a 4

INSERTO P4D

Com aplicação de diamante em sua extremidade, secção redonda, ideal para o alisamento radicular após raspagem principal, alargamento do canal radicular e preparos mínimos invasivos.

Potencia indicada: 1 a 4